


## Savourez le vrai son de la vie.

Que ce soit dans un bureau ouvert, dans un magasin bondé ou dans un restaurant complet, partout où vous vous trouvez confronté à un haut niveau sonore, suivre une conversation demande des efforts de concentration. Tendre l'oreille pour distinguer les voix dans ces situations est épuisant - une difficulté à laquelle les personnes entendant bien sont aussi confrontées.

Silk vous aide à relever ces défis. Sa fonctionnalité avancée SpeechMaster surveille en continu ce que vous êtes en train d'écouter. Elle se concentre automatiquement sur votre interlocuteur tout en réduisant les voix et bruits de fond parasites. Vous entendez donc mieux ce que vous voulez entendre. Ainsi, l'audition avec Silk peut même demander moins d'efforts que l'audition normale, et ce, tout au long de la journée et en toutes circonstances.

Contactez votre audioprothésiste dès maintenant afin d'en savoir plus sur ce que Silk peut faire pour vous.



Les informations de ce document contiennent des descriptions générales des options techniques disponibles, qui ne sont pas toujours présentes dans tous les cas individuels et peuvent être modifiées sans préavis.

Les marques, images et symboles Bluetooth® sont la propriété exclusive de Bluetooth SIG, Inc. Utilisés par Signia GmbH sous permission. Les autres marques et symboles appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Android et Google Play sont des marques de Google Inc. Apple App Store est une marque d'Apple Inc.

**Marque**  
Signia GmbH  
Henri-Dunant-Strasse 100  
91058 Erlangen  
Allemagne

Sivantos AG utilise la marque  
Siemens AG sous licence autorisée.

**Contact**  
Sivantos AG  
Soodstrasse 57  
8134 Adliswil  
Suisse  
Téléphone : +41 (0)44 711 74 74  
www.sivantos.ch

Order No. 02923-99C1-7600-CHF | Imprimé en Allemagne  
© 10.2016 Signia GmbH

[signia-audition.ch](http://signia-audition.ch)

**signia**

Life sounds brilliant.

## Entendez en couleurs.

Nouvelles solutions auditives Silk :  
pour tous ceux qui renoncent aux aides auditives.



Solutions  
auditives

**SIEMENS**

[signia-audition.ch](http://signia-audition.ch)



## Le nouveau Silk.

### Fait vibrer les sons naturellement.

Comptant parmi les aides auditives les plus discrètes au monde, la nouvelle solution Silk™ se place de manière invisible dans l'oreille en toute sobriété. Ultra-douce et super-confortable, elle s'ajuste immédiatement sans nécessiter de boîtier conçu sur mesure. De plus, malgré sa taille minuscule, l'aide auditive Silk offre une expérience auditive exceptionnelle pour une réduction de l'effort d'écoute cliniquement prouvée.



Silk

easyTek

touchControl  
App

Aides auditives Silk

# Discretion prêt-à-porter.

Finis l'attente : vous entrez, vous essayez vos aides auditives et vous repartez directement avec vos nouvelles solutions une fois le réglage effectué. Contrairement aux aides normales qui se placent dans le conduit auditif externe, les solutions Silk n'ont pas besoin d'être personnalisées. Grâce à leurs embouts en silicone, votre audioprothésiste peut les ajuster et les régler sur place selon vos préférences personnelles, et vous ressortez en ressentant tous les bienfaits d'une écoute simple et sans effort.

Les nouvelles aides auditives Silk présentent une multitude de fonctionnalités avancées qui offrent une qualité sonore exceptionnelle. La directivité binaurale OneMic révolutionnaire stimule l'attention naturelle de l'oreille en la dirigeant vers certains sons venant de l'avant tout en filtrant les bruits gênants venant de l'arrière. La connectivité sans fil permet par ailleurs une transmission audio directe dans l'oreille et vous fait bénéficier de la commodité d'une large gamme d'accessoires tels que les télécommandes.



#### Un port ultra-confortable

Extrêmement discrets et très doux, les Click embouts sont en silicone souple pour garantir un port confortable à tous les utilisateurs. Vous ne les sentez pas et personne ne les voit.



Silk




#### Le concept des couleurs


Bleu pour l'oreille gauche, rouge pour la droite, en vue de vous aider à les placer directement dans la bonne oreille.

#### Un clic suffit

Les Click embouts se clipsent tout simplement sur les aides auditives Silk et viennent se placer en toute sécurité dans l'oreille.



Silk  
Taille réelle en cm



Accessoires pour aides auditives Silk

# La commande sur mesure.

Pour une discrétion et un confort parfaits.

Une large gamme d'accessoires sans fil vous offre le nec plus ultra pour commander aisément et discrètement votre appareil. L'appli touchControl App™\* vous permet de régler Silk directement à partir de votre smartphone.

Mais si vous ne souhaitez pas avoir recours au smartphone, aucun problème ! Il vous suffit d'accrocher miniPocket™ à votre porte-clés pour une commande à distance pratique et en toute discrétion.



touchControl App

miniPocket

Pour un confort parfait, utilisez les applis easyTek™ et easyTek App™\* afin de commander vos aides auditives et de leur transférer en continu directement les flux de votre télé ou de votre chaîne hi-fi.

Votre audioprothésiste se tient à votre disposition pour vous conseiller les accessoires les plus adaptés à votre situation.



easyTek

easyTek App



\* Compatible avec Android et iOS. Les apps sont gratuites.